


プライバシー保護ソフト

# MosaicPlus

## インストールガイド



# MosaicPlus インストールガイド

## 目次

1 MosaicPlus とは.....	1
2 インストール／アンインストール .....	2
2.1 インストール .....	2
2.2 アンインストール.....	5

## 改定履歴

# 1 MosaicPlus とは

この度は、「プライバシー保護ソフトウェア MosaicPlus 」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

MosaicPlus は、学会発表や論文発表で動画を使う際、個人情報を保護するために動画の一部にモザイクを追加するソフトです。

直感的な操作で、モザイクを追加することができます。



MosaicPlus



平地歩行

スポーツ



立ち上り動作



指鼻運動

## 2 インストール／アンインストール


MosaicPlus のインストール／アンインストール方法を説明します。

### 2.1 インストール

次の手順に従い、MosaicPlus をインストールします。

MosaicPlus は、インストーラの中でインターネットに接続してライセンス情報を確認します。インストールする PC をインターネットに接続してからインストールを行ってください。  
(パッケージ版をお買い求めの場合は、インターネットに接続する必要はありません。)

1) 「MosaicPlus\_R1.5.6.1108.exe」または「MosaicPlus\_Prot\_R1.5.6.1108.exe」(バージョン番号は異なる可能性があります)をダブルクリックして、セットアッププログラムを起動します。




重要



#### インターネット接続について

次のような画面が表示される場合は、お使いの PC がインターネットに接続されていない可能性があります。まずインターネット接続が完了して各ホームページなどを閲覧できる状態になっているか確認してください。確認ができましたら、再度セットアッププログラムを起動してください。




2) 説明文を読んで[次へ] を選択します。




[ MosaicPlus セットアップ ] 画面


3) 次の画面では、「ソフトウェア製品使用許諾契約書」が表示されます。全ての条項に同意する場合のみ[同意する]をチェックして、[次へ] を選択します。




4) 次の画面では、インストールの情報をサーバに送信し、ライセンス情報を確認します。ライセンス情報が確認できたら[次へ]を選択します。



5) 次の画面では、インストール先のフォルダを決定します。特別な理由がない限りデフォルトのフォルダを使用します。インストール先を指定したら[次へ]を選択します。




6) 次の画面で、インストールする内容を確認します。[インストール]を選択するとインストールが始まります。




[ インストールの準備完了 ] 画面

7) インストールしている間、しばらくお待ちください。



[ セットアップ状況 ] 画面

8) 引き続き、ビデオコーデックのインストールを行います。  
画面には、進行状況を表す画面だけが表示されます。



[ ドライバのインストール ] 画面

9) [終了]を選択し、セットアップを終了します。




[ セットアップウィザードの完了 ] 画面

## 2.2 アンインストール

次の手順に従い、MosaicPlus をアンインストールします。

- 1)コントロールパネルを開きます。
- 2)コントロールパネルから、「プログラムの追加と削除」を選択します。
- 3)リストから「MosaicPlus」を選択して[削除]ボタンをクリックします。



---

# 改訂履歴

版数	日付	備考
初版	2009 年 8 月 7 日	

---