

ExcelシートをWebアプリに自動変換！




eXsiteDesigner

エキサイトデザイナー


チェックシートや日報を簡単ペーパーレス。



Step 1 Excelでデザイン



Step 2 Webアプリに変換



Step 3 PCやタブレットで利用



様々なシーンでご活用いただけます！

製造業

- ・作業日報
- ・品質管理チェック
- ・設備点検チェック

小売業

- ・売上報告
- ・クレーム報告書
- ・棚卸、商品在庫報告

サービス業

- ・勤務報告
- ・会員申し込み
- ・アンケート

建設業

- ・SS点検チェックシート
- ・車両点検表
- ・工事完了報告書

学校


- ・成績記録
- ・成長記録
- ・出欠記録

医療

- ・機器保守点検表
- ・機器貸出票
- ・勤務報告

KISSEI COMTEC

システムイメージ



便利な機能を装備！

便利な機能 1. データ抽出・出力

Webフォームに保存されたデータの検索、CSV・PDF出力が行えるため、集計等のデータ活用が可能です。検索条件はユーザ単位で保存できるため、よく利用する検索を簡単に行うことができます。

便利な機能 2. データベース参照

他システムのデータベースが持つマスタ等のデータを参照することができます。参照したデータはWebフォームのリスト項目等に表示させ、選択させることができます。

便利な機能 3. アクセス制御

ユーザ毎にアクセス制御を掛けることができます。すべてのWebフォームに入力可能なユーザ、特定のWebフォームのみ入力可能なユーザ等のアクセス制御を設定することができます。

便利な機能 4. タスク管理

Webフォームへの入力をタスク化することができます。入力タイミングをスケジュール設定できますので、点検等の定期的に行う業務に利用できます。

便利な機能 5. グラフ表示

Webフォームに入力された数値データをグラフ化することができます。閾値を設定することもでき、傾向分析等のデータの見える化を実現できます。

便利な機能 6. 申請・承認機能

あらかじめ設定した経路に従い、申請→承認といった簡易な承認機能を実現することができます。承認依頼メールの自動送信も可能です。

システム要件

■ Webサーバー

- OS : Windows Server 2008R2以降
- プログラム : IIS7.5以降、.Net Framework4.0、VB Reportサーバライセンス（PDF出力オプション選択時）
- データベース : Oracle9i または PostgreSQL9.1以降

■ 取込み形式編集PC

- OS : Windows 7以降
- プログラム : Microsoft Excel2007以降、.Net Framework4.0

■ 参照用PC

- 端末 : Windows PC、Windows Tablet、iPad
- OS : Windows7以降、iOS6以降
- プログラム : Internet Explorer9以降（Windows Tabletの場合はIE10デスクトップ版）、iOS Safari

お問い合わせは、...

キッセイコムテック株式会社

〒390-1293 長野県松本市和田4010-10
TEL 0263-40-1122 (代) FAX 0263-48-1052
 URL : <http://www.kicnet.co.jp>

e-mail : kc-ss@comtec.kicnet.co.jp



FS90025/ISO9001



IS80562/ISO27001

弊社は情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO/IEC 27001、品質保証の国際規格であるISO9001の認証取得企業です。