






睡眠解析研究用クラウドサービス

# *SleepSign*<sup>®</sup>-Cloud for Act

活動量計のデータをスマートフォンアプリからクラウドへ  
被験者の計測状況の確認に





## サービスの特徴

- ・ **活動量計データはスマートフォンアプリからクラウドへ**  
 活動量計を回収してからではなく、遠隔でデータ収集が行えます。
- ・ **クラウドにあるデータは、いつでも閲覧可能**  
 毎日被験者がアプリからデータを読み取ることで、現在の計測状況の確認が行えます。
- ・ **被験者による就床離床時刻の登録/修正が可能**  
 自動推定した就床離床時刻の修正や新たに時刻の登録を被験者が行えます。実験ごとに機能のON / OFFも可能です。
- ・ **クラウドからデータをダウンロードし解析へ**  
 実験終了後、データをダウンロードし別売のSleepSign®-Actで詳細な解析を行います。ご契約期間終了後、お客様のデータはクラウドから完全削除を行います。

本システムのご利用には、別途以下の製品が必要です

- スマートフォン  
 NFC機能が搭載されたiPhone, Android
- 活動量計  
 MTN-221, MTN-221 (BK)  
 ※FS-770、MTN-220等は現在非対応
- PC  
 Windows 10 Pro, Windows 11 Pro
- 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi®  
 型番：RC-S300 (SONY社製)
- ソフトウェア  
 睡眠-覚醒リズム研究用プログラム SleepSign®-Act

## サービス利用料金

初期導入費 <sup>*1</sup>	ご契約月数に対する月額費用 <sup>*2,3</sup>		
	1~5ヶ月	6~11ヶ月	12ヶ月~
¥110,000 (税込)	~30人	¥110,000	¥99,000
	~50人	¥165,000	¥148,500
	~100人	¥264,000	¥237,600
	~150人	¥352,000	¥316,800
	150人~	応相談	

## 運用保守

サポートは、Web Q&A システム「i-Support」にて提供します。

サポート時間：日本時間 9:00 から 17:00 (土日、祝日、当社が定めた休日を除く)

製品・サービスの価格については、今後予告なく変更することがあります。  
<sup>\*1</sup> 初期導入費は契約ごとに発生いたします。 <sup>\*2</sup> 本価格には活動量計やSleepSign®-Actは含まれません。 <sup>\*3</sup> 被験者・ご利用期間は途中で変更することはできません。



公共・医療ソリューション事業部

✉ motion@comtec.kicnet.co.jp

☎ 0263-48-5551(直通) 📠 0263-48-1284 🌐 https://www.kicnet.co.jp/

📍 390-1242 長野県松本市和田4010番8 第2ビル